

# Scannen. Patienten einbeziehen. Überall.

## DEXIS IS VOYAGER

Erleben Sie, wie Ihr digitaler Scan zum Leben erwacht. Der optionale DEXIS IS All in One Computer in Kombination mit dem eleganten, flexiblen und ergonomischen DEXIS IS Voyager Trolley ermöglicht bequemes intraorales Scannen und eine bessere Patienteneinbindung – direkt am Behandlungsstuhl.

Zusammen ergeben sie eine extra-mobile intraorale Workstation, die mit jedem DEXIS Intraoralscanner kompatibel ist und überall in der Praxis eingesetzt werden kann.

### Hygienisch und praktisch

Der IS All in One Computer besitzt einen antimikrobiellen, robusten und wasserfesten Touchscreen-Monitor.

### Skalierbares Design

Bereit für unsere aktuelle und auch zukünftige Generationen von Intraoralscannern.

### Platzsparend

Ergonomisches, schlankes Design, leicht zu bewegen und aufzubewahren. Inklusive Kabelmanagementsystem, Anschlusskabel, arretierbaren Fußpedalen und Aufbewahrungsmöglichkeit für Scanner-Zubehör.

### Bewegungsfreiheit

Mit optionalem Zubehör\* können Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) unterbringen und Ihren IS All in One Computer weiter mit Strom versorgen, wenn Sie den Behandlungsstuhl wechseln.

### Konfiguration nach Ihren Vorstellungen

Auf drei Arten konfigurierbar: als Trolley, mit einem Monitor-Standfuß\*\* oder an der Wand montiert.

\* Die USV-Halterungsbox ist nur in Nordamerika und EMEA erhältlich. In EMEA ist die USV nicht enthalten.

\*\* Monitor-Standfuß ist optional als Zubehör verfügbar.

Fragen?  
Ihr Servicepartner

**S&N medical**

[www.sun-med.de](http://www.sun-med.de)



# CLEVERES DESIGN FÜR OPTIMALE ERGONOMIE

## Neig- und schwenkbarer Bildschirm

Positionieren Sie die Workstation auf einer beliebigen Stuhlseite und richten Sie den bis zu 20° neigbaren Bildschirm optimal aus, um eine reibungslose und angenehme Patientenaufklärung zu ermöglichen.



## IS All in One Computer

Modell	CSD POC 21.5 CPU Intel Core TM i7-9700E
Prozessor	GPU nVIDIA T1000 MXM GPU
Arbeitsspeicher	32 GB DDR4-2666
Betriebssystem	Win 10 IoT, 2019
Speichermedium S	SD 512 GB
WiFi+BT	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, Wi-Fi mit Bluetooth 5.0 (M.2 Combo)

## IS Voyager mit IS All in One Computer

Höhe	130 cm
Breite	55 cm

Erfahren Sie mehr über den  
IS Voyager auf [DEXIS.COM](https://www.dexis.com)

Fragen?  
Ihr Servicepartner  
**S&N medical**  
[www.sun-med.de](https://www.sun-med.de)



DEXIS | 450 Commerce Drive  
Quakertown PA 18951 | USA  
1-888-88-DEXIS